


Wb、Elisa用 抗Pacsin2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Unf0

商品番号: CM0022742



前書き

PACSIN2 (Syndapin-2) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルでのWBおよびELISAで検証済み。PACSIN2は小窩形成、エンドサイトーシス、HIV-1の拡散を調節します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PACSIN2 ウサギ pAb
備考/別名	SDP1I; PACSIN2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11252
GeneID	11252
免疫原	ヒトPACSIN2 (NP_009160.2) のアミノ酸240-410に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UNF0
タンパク質分子量	56kDa
配送	保冷バッグ