

WbおよびElisa用Anti-Pacsin3ポリクローナル抗体 - Q9Uks6

商品番号: CM0030020

前書き

PAC SIN3に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのPAC SIN3を検出します。PAC SIN3はエンドサイトーシスおよび膜タンパク質輸送に関与するタンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAC SIN3 Rabbit pAb
備考/別名	SDPIII; PAC SIN3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29763
GeneID	29763
免疫原	ヒトPAC SIN3 (NP_057307.2) のアミノ酸175-424に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKS6
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋