


Wb、Elisa用抗Padi1/Pad1ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ulc6

商品番号: CM0007636



前書き

ヒトPADI1/PAD1に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとも交差反応します。タンパク質シトルリン化および表皮生物学の研究に最適です。予測分子量は74kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PADI1/PAD1ウサギmAb
備考／別名	PADI1; HPAD10; PAD1; PDI; PDI1; ペプチジルアルギニンデイミナーゼ1; PADI1/PAD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29943
遺伝子ID	29943
免疫原	ヒトPADI1/PAD1のアミノ酸1〜277に相当する配列 (NP_037490.2) を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9ULC6
タンパク質重量	74kDa
輸送	保冷バッグ