

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Padi4ポリクローナル抗体 - Q9Um07

商品番号: CM0022598



前書き

ヒトPADI4（タンパク質-アルギニンデイミナーゼ4型）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。クロマチン脱凝縮、NETosis、遺伝子制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PADI4 Rabbit pAb
備考／別名	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	23569
GeneID	23569
免疫原	ヒトPADI4（NP_036519.2）のアミノ酸290～663に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UM07
タンパク質分子量	74kDa
輸送	保冷バッグ