

ウエスタンブロット(Wb)・Elisa用 Anti-Padi4 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Um07

商品番号: CM0020523



前書き

PADI4（プロテインアルギニンデイミナーゼ4型）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット(WB)およびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと反応します。ヒストンコード、クロマチン制御、好中球細胞外トラップ(NETs)の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PADI4 Rabbit pAb
別名	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23569
遺伝子ID	23569
免疫原	合成ペプチド ヒトPADI4 (NP_036519.2) のアミノ酸350～450番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
適用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9UM07
タンパク質分子量	74kDa
発送方法	保冷剤