

Wb、If/Icc、Elisa用抗Padi4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Um07

商品番号: CM0021229



前書き

ウエスタンブロット（WB）、免疫蛍光（IF/ICC）、ELISA用途で検証済みの高品質な抗PADI4ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPADI4を認識します。免疫学およびがん研究におけるシトルリン化、NETosis、クロマチンリモデリングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PADI4ウサギpAb
備考／別名	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	23569
GeneID	23569
免疫原	ヒトPADI4（NP_036519.2）の290～663アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UM07
タンパク質分子量	74kDa
輸送	保冷バッグ