


Wb、Elisa用 Anti-Paep ウサギポリクローナル抗体 - P09466

商品番号: CM0030995



前書き

CamelBioのAnti-

PAEPウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISA法によりヒトGlycodelin（P09466）を検出します。

受精、免疫調節、生殖組織研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAEP ウサギ pAb
備考/別名	GD; GdA; GdF; GdS; PEP; PAEG; PP14; ZIF-1; PAEP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5047
GeneID	5047
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPAEP（NP_002562.2）のアミノ酸19-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P09466
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ