


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Paf1 ウサギモノクローナル抗体 - Q8N7H5

商品番号: CM0009040



前書き

ヒト PAF1 (PD2) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。転写調節および胚性幹細胞の多能性におけるPAF1複合体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAF1 ウサギ mAb
備考/別名	PD2; F23149_1; PAF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54623
GeneID	54623
免疫原	合成ペプチド ヒト PAF1 (NP_061961.2) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N7H5
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ