

Wb、Elisa用 Anti-Pag1 モノクローナル抗体 - Q9Nwq8

商品番号: CM0002523

前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のAnti-PAG1ウサギモノクローナル抗体（47 kDa）。T細胞シグナル伝達調節に関与するリン酸化タンパク質PAG/Cbp（Q9NWQ8）を標的とします。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAG1 ウサギ mAb
備考/別名	CBP; PAG; PAG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55824
GeneID	55824
免疫原	ヒト PAG1 (Q9NWQ8) のアミノ酸333-432に対応する合成ペプチド。
由来 (ソース)	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NWQ8
タンパク質分子量	47 kDa
輸送	アイスパック