


Wb、If/Icc、If-P、Elisa用 抗Pahモノクローナル抗体 - P00439

商品番号: CM0002417



前書き

ヒトPAH（フェニルアラニン-4-ヒドロキシラーゼ）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのPAHと交差反応します。フェニルケトン尿症研究や酵素活性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAH ウサギ mAb
備考/別名	PH; PKU; PKU1; PAH
種	ヒト
遺伝子ID	5053
免疫原	ヒトPAH（P00439）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00439
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ