


Wb、Elisa用抗Pahポリクローナル抗体 - P00439

商品番号: CM0022428



前書き

ヒトPAH（フェニルアラニン-4-ヒドロキシラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、ラットとの交差反応性があります。アミノ酸110～452をカバーする組換えタンパク質を免疫原として使用しています。代謝および遺伝性疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAH Rabbit pAb
備考／別名	PH; PKU; PKU1; PAH
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5053
GeneID	5053
免疫原	ヒトPAH（NP_000268.1）のアミノ酸110～452内の配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P00439
タンパク質分子量	52 kDa
輸送条件	保冷バッグ