


Wb、If/Icc、Elisa用抗Pahウサギポリクローナル抗体 - P00439

商品番号: CM0016973



前書き

フェニルアラニン-4-

ヒドロキシラーゼ（PAH）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。フェニルアラニン代謝およびフェニルケトン尿症（PKU）の研究に適しています。約52kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAHウサギpAb
備考／別名	PH; PKU; PKU1; PAH
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5053
GeneID	5053
免疫原	ヒトPAH（NP_000268.1）のアミノ酸1～290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00439
タンパク質分子量	52kDa
配送	保冷バッグ