

Anti-Pai-1/Serpin E1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P、Elisa用） - P05121

商品番号: CM0027955



前書き

ヒトPAI-1/Serpin E1 (SERPINE1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。線溶および細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	PAI-1/Serpin E1 ウサギ pAb
備考/別名	PAI; PAI1; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpin E1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5054
免疫原	ヒトPAI-1/Serpin E1 (NP_000593.1) のアミノ酸24-199内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05121
タンパク質分子量	45 kDa
配送	氷袋