


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Paics ポリクローナル抗体 - P22234

商品番号: CM0025307



前書き

ヒトPAICS（二機能性プリン生合成酵素）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ヌクレオチド代謝および癌生物学の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAICS ウサギ pAb
備考/別名	ADE2, AIRC, PAIS, ADE2H1, PAICSD, PAICS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10606
遺伝子ID	10606
免疫原	ヒトPAICS (NP_001072992.1) のアミノ酸176-425に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22234
タンパク質分子量	47 kDa
配送	保冷バッグ