

Anti-Paip1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H074

商品番号: CM0026007



前書き

PAIP1 Rabbit

pAbは、WBおよびELISAで検証されたポリクローナル抗体であり、ヒト、マウス、ラットのPAIP1を検出します。翻訳開始とmRNAのターンオーバーに関する研究を支援します — Q9H074。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAIP1 Rabbit pAb
備考/別名	PAIP1
種	ヒト
遺伝子ID	10605
免疫原	ヒトPAIP1（NP_877590.1）のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H074
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ