

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pak1ウサギポリクローナル抗体 - Q13153

商品番号: CM0029234



前書き

PAK1 (Q13153)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。細胞骨格ダイナミクス、細胞シグナリング、アポトーシスの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAK1 ウサギ pAb
備考/別名	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5058
GeneID	5058
免疫原	ヒトPAK1 (Q13153) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13153
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ