

抗Pak1Ip1ポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q9Nwt1

商品番号: CM0021925

前書き

PAK1キナーゼ阻害剤かつリボソーム生合成因子であるPAK1IP1に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとマウスに交差反応性を示します。核小体シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAK1IP1 Rabbit pAb
備考/別名	PIP1; MAK11; WDR84; hPIP1; bA421M1.5; PAK1IP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55003
GeneID	55003
免疫原	ヒトPAK1IP1 (NP_060376.2) のアミノ酸1-392番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NWT1
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷剤