


Anti-Pak1/Pak2/Pak3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13153/Q13177/O75914

商品番号: CM0020046



前書き

PAK1、PAK2、およびPAK3（PAKalpha）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、およびラットの組織での反応性が確認されており、WBおよびELISAで検証済みです。細胞骨格ダイナミクスおよび細胞シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAK1/PAK2/PAK3 Rabbit pAb
備考/別名	PAKalpha; PAK1/PAK2/PAK3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5058/5062/5063
遺伝子ID	5058/5062/5063
免疫原	ヒトPAK1/PAK2/PAK3 (NP_002567.3) のアミノ酸350-450内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスパック