

WbおよびElisa用Anti-Pak2ポリクローナル抗体 - Q13177

商品番号: CM0026202



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPAK2ラビットポリクローナル抗体。ヒト、マウス、およびラットのPAK2（約58

kDa）に反応します。キナシグナル伝達、アポトーシス、および細胞骨格研究アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAK2 Rabbit pAb
備考/エイリアス	KNO2; PAK65; PAKgamma; PAK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5062
GeneID	5062
免疫原	ヒトPAK2 (NP_002568.2) のアミノ酸120-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13177
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスパック