

抗Pak2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q13177

商品番号: CM0007867



前書き

ヒトPAK2（Q13177）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。細胞骨格制御、アポトーシス、細胞増殖経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAK2 ウサギmAb
別名	KNO2; PAK65; PAKgamma; p58; PAK-2; S6/H4 kinase; PAK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5062
GeneID	5062
免疫原	合成ペプチド ヒトPAK2（Q13177）のアミノ酸1-100領域内の配列に相当する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13177
タンパク質分子量	58kDa
輸送方法	保冷剤