

Anti-Pak3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O75914

商品番号: CM0009610



前書き

WB、IHC-P、ELISA用として検証済みのPAK3 Rabbit mAb (O75914)。ヒト、マウス、ラットと反応します。シナプス可塑性、樹状突起スパイン形態、およびシグナル伝達経路をターゲットとし、神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAK3 Rabbit mAb
備考/別名	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5063
GeneID	5063
免疫原	ヒトPAK3 (O75914) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O75914
タンパク質分子量	62 kDa
配送	氷袋