

Wb、If/Icc、Elisa用抗Pak3ウサギポリクローナル抗体 - O75914

商品番号: CM0021955



前書き

神経発達およびシナプス可塑性に関与するセリン/スレオニンキナーゼPAK3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、およびELISA用途に適しています。ヒト、マウス、ラット由来のPAK3を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAK3ウサギpAb
備考/別名	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5063
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75914
タンパク質分子量	62kDa
配送	保冷バッグ