

抗Pak4ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O96013

商品番号: CM0015673



前書き

ヒト、マウスのPAK4（64 kDa）を認識するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、細胞骨格制御、細胞遊走、増殖、生存におけるPAK4の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAK4 Rabbit pAb
別名	PAK4
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10298
免疫原	ヒトPAK4（NP_005875.1）のアミノ酸450～550番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS ID	O96013
タンパク質分子量	64kDa
輸送方法	氷袋