


Wb、Elisa用 抗Pak6 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nqu5

商品番号: CM0030803



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗PAK6ウサギポリクローナル抗体。転写調節に関与するセリン/スレオニンキナーゼであるヒトおよびマウスPAK6（別名PAK5）を検出します。脳および精巣で選択的に発現します。研究用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAK6 ウサギ pAb
備考/別名	PAK5; PAK6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56924
GeneID	56924
免疫原	ヒトPAK6 (NP_064553.1) のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NQU5
タンパク質分子量	75 kDa
発送	保冷バッグ