

Anti-Pak6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nqu5

商品番号: CM0030793

前書き

WBおよびELISA用に検証済みのAnti-PAK6ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのPAK6（PAK5としても知られる）を検出します。これは転写調節に関与するセリン/スレオニンキナーゼです。脳および精巣に選択的に発現しています。研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAK6 Rabbit pAb
備考/エイリアス	PAK5; PAK6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56924
GeneID	56924
免疫原	ヒトPAK6 (NP_064553.1) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NQU5
タンパク質分子量	75 kDa
配送	氷袋