

Wb・Elisa用 抗Palb2 ウサギポリクローナル抗体 - Q86Yc2

商品番号: CM0030701



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPALB2ウサギポリクローナル抗体です。この抗体は、相同組換え修復およびファンconi貧血経路における主要タンパク質であるヒトBRCA2結合局在化タンパク質（Partner and localizer of BRCA2）を標的としており、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PALB2 ウサギpAb
別名	FANCN; PNCA3; PALB2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	79728
GeneID	79728
免疫原	ヒトPALB2 (NP_078951.2) のアミノ酸99～198番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86YC2
タンパク質分子量	131kDa
輸送方法	氷袋