

Wb、If/Icc、Elisa用抗Pald1ポリクローナル抗体 - Q9Ule6

商品番号: CM0017865

前書き

N末端組換えタンパク質を抗原として作製した、ヒトPALD1（パラジン）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、約97 kDaの細胞質タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PALD1 ウサギpAb
別名／エイリアス	PALD; KIAA1274; PALD1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	27143
GeneID	27143
免疫原	ヒトPALD1（NP_055246.2）のアミノ酸1～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9ULE6
タンパク質分子量	97 kDa
輸送	保冷バッグ