

Wb、Elisa用抗パラディン ラビット Mab - Q8Wx93

商品番号: CM0005210



前書き

WBおよびELISA用ラビットモノクローナル抗パラディン抗体。免疫原：ヒトパラディンのアミノ酸1-100。アクチン細胞骨格構成因子を認識；前立腺、卵巣、結腸、腎臓で高発現。ヒトで検証済み。 - Q8WX93

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Palladin Rabbit mAb
備考/別名	MYN; PNCA1; CGI151; SIH002; CGI-151; Palladin
種	ヒト
遺伝子ID	23022
免疫原	ヒトパラディン（NP_001159582.1）のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WX93
タンパク質分子量	151kDa
配送	氷袋