

## Anti-Pam16 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y3D7

商品番号: CM0030877

### 前書き

ヒトPAM16 (TIM16, MAGMAS)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み；マウスと交差反応します。14

kDaのタンパク質を検出；ミトコンドリア輸送の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | PAM16 Rabbit pAb                                      |
| 備考/別名      | TIM16; MAGMAS; SMDMDM; TIMM16; CGI-136; PAM16         |
| 種          | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 51025                                                 |
| 遺伝子ID      | 51025                                                 |
| 免疫原        | ヒトPAM16 (NP_057153.8) のアミノ酸21-125に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース        | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                |
| SWISS      | Q9Y3D7                                                |
| タンパク質分子量   | 14kDa                                                 |
| 配送         | 氷袋                                                    |