


Wb、If/Icc、Elisa用抗パン14-3-3 ウサギモノクローナル抗体 - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

商品番号: CM0006354



前書き

ヒトの全7種の14-3-3アイソフォーム (θ 、 β 、 γ 、 ε 、 ζ 、 η 、 σ) を認識する高品質ウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	パン14-3-3 ウサギmAb
別名	1C5; HSI; 14-3-3; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; HEL4; YWHAD; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; pan 14-3-3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GeneID	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
免疫原	合成ペプチド ヒトパン14-3-3 (NP_006817.1) のアミノ酸1〜100番領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
タンパク質分子量	27kDa/28kDa/29kDa
発送方法	保冷剤