


Wb、Elisa用抗14-3-3パンウサギポリクローナル抗体 - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

商品番号: CM0022017



前書き

パン14-3-

3 (YWHAB、YWHAZなど) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラット、アフリカミドリザルと交差反応します。細胞シグナル伝達および神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	pan 14-3-3 Rabbit pAb
備考／別名	YWHA; SIC5; HSI; 14-3-3; pan 14-3-3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GeneID	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
免疫原	ヒト pan 14-3-3の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、アフリカミドリザル
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
タンパク質分子量	27kDa/28kDa
輸送	保冷剤