

Wb、Ip、Elisa用抗パンカドヘリンポリクローナル抗体 - P12830 / P19022 / P22223 / P55283

商品番号: CM0022697



前書き

CamelBioのパンカドヘリンウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IP、ELISAで使用可能です。広範な細胞接着研究や診断研究用途に、保存されたカドヘリン領域を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	パンカドヘリン ウサギ pAb
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	999/1000/1001/1002
GeneID	999/1000/1001/1002
免疫原	ヒトパンカドヘリン (NP_004351.1) のアミノ酸800～882番領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12830/P19022/P22223/P55283
発送方法	保冷剤