


Wb、If/Icc、Elisa用抗パンPkcポリクローナル抗体 - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

商品番号: CM0022686



前書き

パン-

PKC (PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ) に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットを対象としたWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。PKCシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	パン-PKC ウサギpAb
備考/別名	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; pan-PKC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GeneID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
免疫原	ヒトPRKCA (NP_002728.2) のアミノ酸572～672番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
タンパク質分子量	59kDa/67kDa/74～83kDa
配送方法	氷袋