


WbおよびElisa用抗Pan-Trkポリクローナル抗体 - P04629/Q16620/Q16288

商品番号: CM0021455



前書き

ヒトpan-

Trk (NTRK1/2/3) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。マウスとの交差反応性を有し、ウェスタンブロット (WB) およびELISAでバリデーション済みです。ニューロトロフィンシグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	pan-TrkウサギpAb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4914/4915/4916
遺伝子ID	4914/4915/4916
免疫原	ヒト pan-Trk (NP_002520.2) のアミノ酸697〜796内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P04629/Q16620/Q16288
配送	保冷バッグ