


抗パンTrkウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P04629 / Q16620 / Q16288

商品番号: CM0007379



前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みのパンTrkウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのTrkA/B/C受容体を検出します。神経栄養因子シグナル伝達研究や神経分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	パンTrk ウサギ mAb
対象種	ヒト
遺伝子ID	4914, 4915, 4916
免疫原	ヒト・パンTrk由来の合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04629, Q16620, Q16288
発送方法	氷袋