

Wb・Elisa用 抗Pank2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bz23

商品番号: CM0021834



前書き

ヒトPANK2に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。マウスと交差反応します。免疫原：アミノ酸300-400番の合成ペプチド。補酵素A合成や神経変性の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PANK2 Rabbit pAb
備考／別名	HSS; HARP; PKAN; NBIA1; C20orf48; PANK2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	80025
GeneID	80025
免疫原	ヒトPANK2 (NP_705902.2) のアミノ酸300-400番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9BZ23
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	氷袋