


Wb、Elisa用 抗Pannexin-1 ポリクローナル抗体 - Q96Rd7

商品番号: CM0027498



前書き

ヒト Pannexin-

1 (PANX1) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスとの交差反応性あり。イオンチャネル、アポトーシス、カルシウムシグナリングの研究で検証済み。Swiss-Prot: Q96RD7。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pannexin 1 Rabbit pAb
備考/別名	PX1; MRS1; OOMD7; OZEMA7; UNQ2529; Pannexin 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	24145
免疫原	ヒトPannexin 1 (NP_056183.2) のアミノ酸50-150に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96RD7
タンパク質分子量	48kDa
配送	保冷バッグ