

Wb、Elisa用 抗Pap ウサギポリクローナル抗体 - P51003

商品番号: CM0026312



前書き

ヒトポリ(A)ポリメラーゼ α (PAPOLA/PAP) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、mRNAのポリアダニル化研究に適しています。診断および研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAP ウサギ pAb
備考/別名	PAP; PAP-alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10914
GeneID	10914
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPAP (NP_116021.2) のアミノ酸605-745に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P51003
タンパク質分子量	83kDa
輸送	保冷バッグ