

WbおよびElisa用抗Papd4（Gld2/Tut2）ポリクローナル抗体 - Q6Piy7

商品番号: CM0015800

前書き

ヒトPAPD4（GLD2/TUT2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済み。細胞質ポリアデニル化およびmiRNA制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAPD4ウサギpAb
別名	APD4; GLD2; TUT2; PAPD4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	167153
GeneID	167153
免疫原	ヒトPAPD4（NP_776158.2）のアミノ酸1〜300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6PIY7
タンパク質分子量	56kDa
配送	保冷バッグ