

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Papd7ウサギポリクローナル抗体 - Q5Xg87

商品番号: CM0015724

前書き

ヒトPAPD7/TENT4Aに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。mRNAの安定化およびRNA品質管理に関与する標的 です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAPD7 Rabbit pAb
備考／別名	LAK1; POLK; POLS; TRF4; LAK-1; PAPD7; TRF41; TRF4-1; TUTASE5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	11044
GeneID	11044
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPAPD7（NP_008930.1）のアミノ酸303～542に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5XG87
タンパク質分子量	85kDa
輸送	保冷バッグ