


Wb用 Anti-Papss1 ポリクローナル抗体 - O43252

商品番号: CM0015698



前書き

ヒト PAPSS1

(SK1/ATPSK1)に対するウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応します。硫酸化活性化経路およびスルホトランスフェラーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAPSS1 Rabbit pAb
備考/別名	SK1; PAPSS; ATPSK1; PAPSS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9061
GeneID	9061
免疫原	ヒト PAPSS1 (NP_005434.4)のアミノ酸190-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43252
タンパク質分子量	71kDa
発送	保冷バッグ