


Wb、Ihc-P、Elisa対応 抗Par2 ウサギモノクローナル抗体 - P55085

商品番号: CM0010308



前書き

ヒトPAR2に対する組換えウサギモノクローナル抗体（P55085）で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。炎症、免疫、内皮バリア機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAR2 ウサギmAb
別名	PAR2; GPR11
対象種	ヒト
遺伝子ID	2150 (ヒト)
免疫原	合成ペプチド：ヒトPAR2 (P55085) のアミノ酸298-397番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55085
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	氷袋