

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Par2 ウサギポリクローナル抗体 - P55085

商品番号: CM0025996



前書き

このウサギポリクローナル抗体を使用して、ヒト、マウス、ラットにおけるPAR2 (F2RL1/GPR11) の発現を検証します。WB、IF/ICC、ELISAに最適です。炎症およびバリアシグナル伝達経路を探索します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAR2 Rabbit pAb
備考/別名	PAR2; GPR11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2150
GeneID	2150
免疫原	ヒトPAR2 (NP_005233.4) のアミノ酸15-94以内の配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55085
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ