

## Wb、Elisa用 抗Par4 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Iz0

商品番号: CM0027204



## 前書き

ヒト、マウス、ラットのPAR4を検出する、ウェスタンブロットおよびELISA用の高品質な抗PAR4ウサギポリクローナル抗体。アポトーシスおよびがん研究に最適です。 - Q96IZ0

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名        | PAR4 ウサギ pAb                                            |
| 備考/別名      | PAR4; Par-4                                             |
| 種          | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5074                                                    |
| 遺伝子ID      | 5074                                                    |
| 免疫原        | 合成ペプチド； ヒトPAR4 (NP_002574.2) のアミノ酸200-300に対応する配列の合成ペプチド |
| 由来         | ウサギ                                                     |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                               |
| 適用         | WB, ELISA                                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS      | Q96IZ0                                                  |
| タンパク質分子量   | 37kDa                                                   |
| 発送         | 保冷バッグ                                                   |