


ウエスタンブロット、Elisa用 抗パラソルモン（Pth）ウサギポリクローナル抗体 - P01270

商品番号: CM0026761



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ヒトPTH（SWISS P01270）を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。WBおよびELISAに適しており、カルシウム代謝研究および体外診断用医薬品（IVD）アッセイ開発に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	パラソルモン（PTH）ウサギ pAb
備考/別名	FIH1; PTH1; パラソルモン（PTH）
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5741
遺伝子ID	5741
免疫原	ヒトパラソルモン（PTH）（NP_000306.1）のアミノ酸20-115に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01270
タンパク質分子量	13kDa
輸送	保冷バッグ