

WbおよびElisa用抗Pard6Aウサギポリクローナル抗体 - Q9Npb6

商品番号: CM0027272



前書き

WBおよびELISA用の高品質な抗PARD6Aウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルで検証済みであり、細胞極性およびタイトジャンクションに関与するPAR6Cアダプタータンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARD6A Rabbit pAb
備考/別名	PAR6; PAR6C; TAX40; PAR-6A; TIP-40; PAR6alpha; PARD6A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	50855
遺伝子ID	50855
免疫原	ヒト PARD6A (Q9NPB6) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9NPB6
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ