

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Parl ウサギポリクローナル抗体 - Q9H300

商品番号: CM0030841

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用 Anti-PARL
ウサギポリクローナル抗体。ヒトPARL（アポトーシス調節に関与するミトコンドリアプロテアーゼ）を認識します。アポトーシスおよびミトコンドリア機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	PARL ウサギ pAb
備考/別名	PSARL; PSARL1; RHBDS1; PRO2207; PSENIP2; PARL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55486
GeneID	55486
免疫原	ヒトPARL (NP_001032728.1) のアミノ酸1-170に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H300
タンパク質分子量	42kDa
発送	アイスバッグ