


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Parp1ポリクローナル抗体 - P09874

商品番号: CM0017330



前書き

ヒトPARP1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のPARP1を検出します。DNA修復、アポトーシス、および転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARP1 Rabbit pAb
備考/別名	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	142
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09874
タンパク質分子量	113kDa
配送	アイスバッグ