


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Parp1ポリクローナル抗体 - P09874

商品番号: CM0012831



前書き

このPARP1ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAにおいてヒト、マウス、ラットのPARP1（113kDa）を検出します。C末端領域（アミノ酸662-

1014）を標的としており、DNA損傷修復、アポトーシス、転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARP1 Rabbit pAb
別名	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	142
GeneID	142
免疫原	PARP1 (NP_001609.2) のアミノ酸662-1014番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09874
タンパク質分子量	113kDa
輸送方法	氷袋