


If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Parp1ウサギモノクローナル抗体 - P09874

商品番号: CM0003758



前書き

IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みの抗PARP1ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのPARP1と交差反応します。DNA修復、アポトーシス、転写研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARP1 ウサギmAb
備考／別名	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTDI; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	142
遺伝子ID	142
免疫原	合成ペプチド ヒトPARP1 (P09874) のアミノ酸700～800番領域の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09874
タンパク質分子量	113kDa
発送方法	保冷剤